



フォナック スカイB-30 SP
 ジュニアモード 処方式 DSL v5a Pediatric
 カーブはSPL出力 2cm³カプラ で比較

- テレビ用のTコイル特性
- 公共設備用Tコイル特性
- 電話用のTコイル特性

プログラム名	音響特性	ハウリング抑制	雑音抑制	その他
電話用のTコイル	低音域と高音域をカット	最大に設定 (強)	強くなる (中)	デュオフォン*が利用可能
テレビ用のTコイル	マイクロホン使用プログラム (静かな環境) に近似	標準の強さ (中)	強くなる (中)	—
公共設備用Tコイル			標準の強さ (弱)	—

*デュオフォン…両耳装用時、片耳に当てた電話の受話器の声を両耳間音声通信で聞くことができる機能