フォナック集団補聴援助システムの歴史―送信機編― 2024年11月現在

ノオノツク集凶情態族助う	・ナック集団補聴援助システムの歴史―送信機編―															年11月現在		
製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF ^{*2} 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徵	販売開始	販売終了	修理対応 終了
MicroVox TX2 マイクロボックス TX2	2011	75MHz帯利用 FMシステム	¥74,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク(無指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	-	I	約10m	33時間	-	75MHz帯 FM	12/15/17	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル固定(チャンネル数:3) ・アルカリ単三電池使用	2003年 以前	2008年3月31日	2013年 3月31日
		•							20	007年				,				
Campus SX キャンパス SX		マルチ・チャン ネルFM	¥92,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (マイクOFF/ 無指向性/ 指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	手動	=	ı	約30m	12時間	4.5時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・ビンマイクタイプ(指向性) ・国内初の169MHz帯利用FMマイクロホン ・使用可能距離が30mと大幅に向上 ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:5)	2007年 10月30日	2009年 3月31日	2014年3月31日
									20)08年								
ZoomLink ズーム・リンク		マルチ・チャン ネルFM	¥89,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	手動	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・ド州チャンネル変更可能(チャンネル数:5) ・指向性変更可能	2008年 1月21日	2009年 12月31日	2014年12月31日
EasyLink イージー・リンク		マルチ・チャン ネルFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:5)	2008年1月21日	2009年 12月31日	2014年 12月31日
inspiro iLapel インスパイロ アイ・ラペル	POS (ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	O 最大10台	0	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2008年 11月21日	2012年3月31日	2017年 3月31日
inspiro iBoom インスパイロ アイ・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	耳掛マイク (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	〇 最大10台	0	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・耳掛マイクタイプ(指向性) ・FMテャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: ~ Ver.2.3	2008年11月21日	2011年 6月30日	2016年6月30日
									20	009年		1				1		ı
ZoomLink+ ズーム・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥98,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	マニュアル	-	=	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・ド州チャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能	2009年 10月8日	2015年3月31日	2020年 3月31日
EasyLink+ イージー・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	.1		-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整	2009年 10月8日	2015年 3月31日	2020年3月30日
DynaMic ダイナマイク		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	○ 最大10台	0	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ(指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・チャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2009年 10月8日	2012年3月31日	2017年3月31日
	T T								20)10年		1 1						1
SmartLink+ スマート・リンク・ブラス		ダイナミックFM	¥109,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指 向性/無指向 性)	口元⇔マイク 20cm以内	手動	-	-	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM Bluetooth	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMテャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能 ・Bluetooth機能付 ・リモコン機能付	2010年 11月10日	2015年3月31日	2020年3月31日

_フォナック集団補聴援助システムの歴史―送信機編― 2024年11月現在

フォナック集団補總援助シ 製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF ^{*2} 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徵	販売開始	販売終了	年11月現在 修理対応 終了
inspiro EasyBoom インスパイロ イージー・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	口元⇔マイク 20cm以内	-	〇 最大10台	0	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックパンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: ~Ver. 2.3	2011年 4月1日	2012年 3月31日	2017年3月31日
inspiro Premium iLapel インスパイロ・プレミアム アイ・ラベル		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク(指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	0	012年 約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年3月14日	2017年3月31日	2022年 3月31日
inspiro Premium EasyBoom インスパイロ・ブレミアム イージー・ブーム	100	ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	0	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックバンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年3月31日	2022年 3月31日
DynaMic Premium ダイナマイク プレミアム		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	ロ元⇔マイク 20cm以内	-	○ 最大35台	0	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ(指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・パッデリー容量増量 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年3月14日	2017年3月31日	2022年 3月31日
	ı								20)13年								
Roger inspiro ロジャー インスパイロ		ロジャー	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元⇔マイク 20cm以内	-	〇 最大35台	0	FM 約30m Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング 169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・首掛け/ベル装着 ・ピンマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア: ~Ver.4.1 ・ロジャー インスパイロへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 11月30日	2023年11月30日
Roger DynaMic ロジャー ダイナマイク		ロジャー	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元⇔マイク 10cm以内	-	〇 最大35台	0	FM 約30m Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング 169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.4.1 ・ロジャー ダイナマイクへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 9月30日	2023年9月29日
	I	1							20)14年 		1						
Roger Pen ロジャー ペン		ロジャー	¥119,900 (税込)	個人用	マイク内蔵 (環境適応型 指向性/無指 向性)	首かけ 20cm以内 インタビュー 4m以内 卓上 2mi以内	自動動手動	O 最大10台	-	約15m	7時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング Bluetooth (HSP/HFP)	-	・3つの装用スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ 記しました地機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・ Rogerデジタル高音質 ・ 自動音量調整 ・ファームウェア:~ Ver. 2.0	2014年 10月14日	2021年 12月28日	2026年 12月28日
Roger Clip-On Mic ロジャー クリップオン マイク		ロジャー	¥66,000 (課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	ロ元⇔マイク 15cm以内	-	O 最大10台	-	約15m	4.5時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・2つの装用スタイル(首掛/クリップ) ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver. 2.0	2014年 10月14日	2019年 12月27日	2024年12月27日

フォナック集団補聴援助システムの歴史―送信機編― 2024年11月現在

<u>フォナック集団補聴援助シ</u>	ステムの歴史一	达16 饿 桶一															2024	年11月現在
製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徵	販売開始	販売終了	修理対応 終了
Roger Touchscreen Mic ロジャー タッチスクリーン マイク	Production (B)	ロジャー	¥140,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 200m以内 インタビュー 4m以内 小グループ 2m以内	自動動	O 最大35台	0	116年 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装用スタイル (首掛/インタビュー/小グループ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ミキシング機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ・マイクロホン内蔵タイブ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.3.1	2016年7月20日	2024年12月27日	2029年 12月27日
Roger Pass-Around ロジャー バスアラウンド		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (指向性)	手持ち 10cm以内 スタンド使用 90cm以内	-	O 最大35台	0	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・MTNの子機として使用する補助マイク ・ブッシュト外ーク機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Roger デジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア: ~Ver.1.7	2016年 7月20日		
Roger Multimedia Hub ロジャー マルチメディア ハブ	()	ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	-	-	-	O*3	0	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・単独で受信機と接続することが可能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・オーディオ専用マイクロホン ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~ Ver.1.7	2016年 7月20日		
Roger Select ロジャー セレクト	(<u>0</u>)	ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動手動	〇 最大10台	- 20	118年 約15m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング Bluetooth (HSP/HFP)	-	・3つの装用スタイル (卓上/セレクト/首かけ)・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能)・落下時マイクミュート機能・ Bluetooth機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞・使用状態が分かりやすいLEDランプ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)・Rogerデジタル高音質・簡単なタッチ操作 自動音量調整・ファームウェア:~Ver. 3.0	2018年8月2日	2024年12月27日	2029年 12月27日
Roger Repeater ロジャー リピーター		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	-	-	-	0	0	受信機 約20m 送信機 約40m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・使用距離延長機器 ・ロジャー タッチスクリーン マイクまたは ロジャー インスパイロと使用可 ・ファームウェア: ~ Ver. 1.6	2018年8月2日		
Roger Table Mic II ロジャー テーブルマイクII		ロジャー	¥173,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性)	卓上/広域 3m以内 卓上/狭域 1.5m以内	自動	〇 最大10台		119年 約15m	16時間	4時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マイクロホン複数接続で大人数会議にも対応可・2つの収音範囲(広域/狭域)・リモコン操作 (集音範囲変更/ミュートオン・オフ)・リモコンの電池はCR2032 ・落下時マイクミュート機能・マイクロメン内蔵タイプ(変向指向性)・Rogerデジタル高音質・自動音量調整・ファームウェア:~ Ver. 3.0	2019年3月12日	2024年12月27日	2029年12月27日

フォナック集団補聴援助システムの歴史―送信機編― 2024年11月現在

フォナック集団補聴援助シ	ステムの歴史一	医信機編一															2024:	年11月現在																		
製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間 20年	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徵	販売開始	販売終了	修理対応 終了																		
Roger Pen iN ロジャー ベン アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (環境適応型 指向性/無指 向性)	首かけ 20cm以内 インタビュー 4m以内 卓上 2mi以内	自動動	O 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約50m その他のロジャー 受信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装用スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・受信機機能内蔵*4 ・ファームウェア:~Ver. 2.0	2020年1月15日	2021年 12月28日	2026年 12月28日																		
Roger Select iN ロジャー セレクト アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動手動	O 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約50m その他のロジャー 受信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装用スタイル (卓上/セレクト/首かけ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・受信機機能内蔵*4 ・ファームウェア:~Ver. 1.3	2020年 1月15日	2024年 12月27日	2029年12月27日																		
Roger On ロジャー オン		ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性) /指向性)	卓上 1.5m以内 インタビュー 4m以内 ブレゼンター 20cm以内	自動動	0	20	22年 通常時 約25m	ロジャーダイレクト 8時間	3時間	2.4GHz帯 周波数	_	・マルチピームテクノロジー 2.0搭載*6*7 ・3つの装用スタイル (卓上/インタピュー/ブレゼンター) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動・アブルによる切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・フェッキング(ボランキ)・横り	2022年	一般販売 2023年 9月29日 支援法対応 2024年 12月27日	一般販売 2028年 9月29日 支援法対応 2029年 12月27日																		
Roger On iN ロジャー オン アイエヌ	PRODUCE		オープン 価格	(ISS) < 7,13				最大10台		範囲拡張機能 使用時* 約50m *マイロジャーマイクァ ブリ必須	従来の受信機 6時間	ON (IL)	ホッピング		・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・マイロジャーマイクアプリ対応 ・受信機機能内蔵**(ロジャー オン iNのみ) ・低電圧お知らせ機能 ・ファームウェア: ~ Ver. 3.0	1月26日	2023年 9月29日	2028年 9月29日																		
Roger On V2 ロジャー オン ブイツー	ロジャー	ロジャー	ند در	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	ロジャー	¥161,000 (税込)	個人用	マイク内臓	卓上 1.5m以内 インタビュー	自動			通常時 約25m	ロジャーダイレクト 8時間		2.4GHz帯 国油粉		・マルチピームテクノロジー 2.0搭載*6*7 ・3つの装用スタイル (卓上/インタピュー/ブレゼンター) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動)・アブルによる切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ	2023年	2024年	2029年
Roger On iN V2 ロジャー オン アイエヌ ブイツー			オープン価格		(変向指向性) /指向性)	4m以内 プレゼンター 20cm以内		O 最大10台	· -	範囲拡張機能 使用時* 約50m * マイロジャーマイク ア ブリ必須	従来の受信機 6時間	3時間	周波数ホッピング		・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音調整 ・マイロジャーマイク アプリ対応 ・ヘッドセットモード ・受信機能内蔵 **(ロジャー オン IN V2のみ) ・低電圧お知らせ機能 ・ファームウェア: ~ Ver. 3.0	9月1日	12月27日	12月27日																		

フェナック集団は隣接助シフテルの麻中――送信機領 2024年11日理女

フォナック集団補聴援助シ	<u>ステムの歴史―</u>	送信機編―	1											1			2024:	<u>年11月現在</u>
製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2 用マイク	最大使用 可能距離 送受信機間 024年	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徵	販売開始	販売終了	修理対応 終了
Roger Touchscreen Mic 3 ロジャー タッチスクリーン マイク スリー	(matrix)	ロジャー	¥209,000 (稅込)	教育現場用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 20cm以内 インタビュー 4m以内 小グループ 2m以内	自動動手動	O 最大35台		ロジャーダイレクト 受信機 約120m その他のロジャー 受信機 約25m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装用スタイル (首掛/インタビュー/小グループ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ミキシング機能 ・ミキシング機能 ・に用状態が分かりやすいLEDランプ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタンチ操作 ・自動音量調整 ・ロジャー アンリミテッド搭載*8 ・ミュート時のインジケーターライトのカスタマイズ ・ファームウェア:~Ver.3.1	2024年10月30日		
Roger On 3 ロジャー オン スリー	(mand)	ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性) /指向性)	卓上 1.5m以内 インタビュー 4m以内 ブレゼンター 20cm以内	自動動	O 最大10台	-	通常時 約25m 範囲拡張機能 使用時* 約50m *マイロジャーマイクア ブル必須	ロジャーダイレクト 8時間 従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マルチビームテク/ロジー 2.0 搭載*6+7・3つの装用スタイル (卓上/インダビュー/ブレゼンター) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動・アプリによる切替も可能)・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)・Roger デジタル高音質 ・自動音量調整 ・マイロジャーマイク アプリ対応・ヘッドセットモード・ワイドインタビューモード*9・スマートュート機能*9・ロジャーアンリミテッド搭載*8・低電圧お知らせ機能 ・ファームウェア:~Ver. 3.0	2024年10月30日		
Roger Select 3 ロジャー セレクト スリー	(Control of the control of the contr	ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性 /指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動手動	〇 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約50m その他のロジャー 受信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・3つの装用スタイル (卓上/セレケ/「おけ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ロジャーアンリミテッド搭載*8 ・ファームウェア:~Ver. 3.0	2024年10月30日		
Roger Table Mic 3 ロジャー テーブルマイク スリー	(Control of the state of the st	ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性)	卓上/広域 3m以内 卓上/狭域 1.5m以内	自動	〇 最大10台	-	ロジャーダイレクト 受信機 約80m その他のロジャー 受信機 約40m	16時間	4時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	-	・マイクロホン複数接続で大人数会議にも対応可・2つの収音範囲(広域/狭域)・リモコン操作 (集音範囲変更/ミュートオン・オフ)・リモコンの電池はCR2032・落下時マイクミュート機能・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性)・Rogerデジタル高音質・自動音量調整・ロジャーアンリミテッド搭載*8・ファームウェア:~Ver.3.0	2024年10月30日		

^{*1} MTN(マルチ・トーカー・ネットワーク)機能:同じ室内で親機・子機で関係を設定した複数台のマイクロホンを使用する機能
*2 DSF: Dynamic Sound Fieldの略。人の声を聞ための線音源スピーカー(例:デジマスター5000 / 7000)
*3 親機として使用する場合は、受信機のみネットワークに組むことが可能。子機として使用する場合は、他のマイクロホンのネットワークに組むことが可能(マルチメディアハブはネットワークに2台以上は組めない)
*4 近距離対応のロジャー送信機のみと互換性のある受信機機能

^{*5} 表示価格は、発売時価格で2021年3月末以前に販売終了した製品は税抜価格、2021年4月以降も販売の続いた製品は10%の税込価格*6 マルチビームテクノロシー 2.0:話し手の方向が分かる機能

^{*7} ロジャー オン / ロジャー オン N / ロジャー オン N / ロジャー オン iN V2 / ロジャー オン 3と接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装用した場合のみ利用可能

^{*8} ロジャーダイレクト対応補聴器に受信機の機能を無制限にセットアップできる機能

^{*9} ファームウェアを3.0以上にアップデートすることで、ロジャー オン / ロジャー オン iN / ロジャー オン V2 / ロジャー オン iN V2でも利用可能