






















## フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能 <sup>1</sup>	DSF <sup>2</sup> 用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
MicroVox TX2 マイクロボックス TX2		76MHz帯利用 FMシステム	¥74,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (無指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	—	—	約10m	33時間	—	75MHz帯 FM	12/15/17	・ピンマイクタイプ (指向性) ・FMチャンネル固定 (チャンネル数:3) ・アルカリ単三電池使用	2003年 以前	2008年 3月31日	2013年 3月31日	
2007年																			
Campus SX キャンパス SX		マルチ・ チャンネルFM	¥92,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (マイクOFF/ 無指向性/ 指向性)	口元φマイク 20cm以内	手動	—	—	約30m	12時間	4.5時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・ピンマイクタイプ (指向性) ・国内初の169MHz帯利用FMマイクロホン ・使用可能距離が30mと大幅に向上 ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:5)	2007年 10月30日	2009年 3月31日	2014年 3月31日	
2008年																			
ZoomLink ズーム・リンク		マルチ・ チャンネルFM	¥89,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指向 性/無指向性)	口元φマイク 20cm以内	手動	—	—	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:5) ・指向性変更可能	2008年 1月21日	2009年 12月31日	2014年 12月31日	
EasyLink イージー・リンク		マルチ・ チャンネルFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	—	—	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/96/ 98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:5)	2008年 1月21日	2009年 12月31日	2014年 12月31日	
inspiro iLapel インスパイロ アイ・ラベル		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ (指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2008年 11月21日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	
inspiro iBoom インスパイロ アイ・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	耳掛マイク (指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・耳掛マイクタイプ (指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2008年 11月21日	2011年 6月30日	2016年 6月30日	
2009年																			
ZoomLink+ ズーム・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥98,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指向 性/無指向性)	口元φマイク 20cm以内	マニュアル	—	—	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能	2009年 10月8日	2015年 3月31日	2020年 3月31日	
EasyLink+ イージー・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥66,300 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	—	—	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・マイクロホン内蔵タイプ (指向性) ・FMチャンネル変更可能 (チャンネル数:6) ・自動音量調整	2009年 10月8日	2015年 3月31日	2020年 3月30日	
DynaMic ダイナマイク		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元φマイク 20cm以内	—	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ (指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・チャンネル変更可能 (チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.3	2009年 10月8日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	






## フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能 <sup>1</sup>	DSF <sup>2</sup> 用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
2010年																			
SmartLink+ スマート・リンク・プラス		ダイナミックFM	¥109,000 (非課税)	個人用	マイク内蔵 (高指向性/指向性/無指向性)	口元マイク 20cm以内	手動	—	—	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM  Bluetooth	91/92/44/ 96/98/99	・マイク内蔵タイプ (高指向性/指向性/無指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・指向性変更可能 ・Bluetooth機能付 ・リモコン機能付	2010年 11月10日	2015年 3月31日	2020年 3月31日	
inspiro EasyBoom インスパイロ イージー・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	口元マイク 20cm以内	—	○ 最大10台	○	約30m	10時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックバンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア:~Ver. 2.3	2011年 4月1日	2012年 3月31日	2017年 3月31日	
2012年																			
inspiro Premium iLapel インスパイロ・プレミアム アイ・ラベル		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元マイク 20cm以内	—	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ピンマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
inspiro Premium EasyBoom インスパイロ・プレミアム イージー・ブーム		ダイナミックFM	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ネックバンド マイク (指向性)	口元マイク 20cm以内	—	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ネックバンドマイクタイプ(指向性) ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・首掛け/ベルト装着 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
DynaMic Premium ダイナミック プレミアム		ダイナミックFM	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元マイク 20cm以内	—	○ 最大35台	○	約30m	12時間	2時間	169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・ハンドマイクタイプ(指向性) ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・自動音量調整 ・バッテリー容量増量 ・ファームウェア: Ver.3.0	2012年 3月14日	2017年 3月31日	2022年 3月31日	
2013年																			
Roger inspiro ロジャー インスパイロ		ロジャー	¥128,000 (非課税)	教育現場用	ピンマイク (指向性)	口元マイク 20cm以内	—	○ 最大35台	○	FM 約30m  Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング  169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・FMチャンネル変更可能(チャンネル数:6) ・首掛け/ベルト装着 ・ピンマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.4.1 ・ロジャー インスパイロへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 11月30日	2023年 11月30日	
Roger DynaMic ロジャー ダイナミック		ロジャー	¥72,000 (非課税)	教育現場用	ハンドマイク (指向性)	口元マイク 10cm以内	—	○ 最大35台	○	FM 約30m  Roger 約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング  169MHz帯 FM	91/92/44/ 96/98/99	・Roger電波とFM電波の両方を送信 ・MTNの子機として使用できる補助マイク ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.4.1 ・ロジャー ダイナミックへのアップデート可	2013年 9月10日	2018年 9月30日	2023年 9月29日	

## フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能 <sup>1</sup>	DSF <sup>2</sup> 用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
2014年																			
Roger Pen ロジャー ペン		ロジャー	¥119,900 (税込)	個人用	マイク内蔵 (環境適応型指向性/無指向性)	首かけ 20cm以内  インタビュー 4m以内  卓上 2m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	約15m	7時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング  Bluetooth (HSP/HFP )	—	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センターによるマイクロホンモードの自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・Bluetooth機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.0	2014年 10月14日	2021年 12月28日	2026年 12月28日	
Roger Clip-On Mic ロジャー クリップオンマイク		ロジャー	¥66,000 (課税)	個人用	マイク内蔵 (指向性)	口元やマイク 15cm以内	—	○ 最大10台	—	約15m	4.5時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・2つの装着スタイル(首掛/クリップ) ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.2.0	2014年 10月14日	2019年 12月27日	2024年 12月27日	
2016年																			
Roger Touchscreen Mic ロジャー タッチスクリーン マイク		ロジャー	¥140,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (変向指向性/指向性)	首かけ 20cm以内  インタビュー 4m以内  小グループ 2m以内	自動 手動	○ 最大35台	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/小グループ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ミキシング機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.3.1	2016年 7月20日	2024年 12月27日	2029年 12月27日	
Roger Pass-Around ロジャー パスアラウンド		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (指向性)	手持ち 10cm以内  スタンド使用 90cm以内	—	○ 最大35台	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・MTNの子機として使用する補助マイク ・プッシュトゥーク機能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・ハンドマイクタイプ(指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.7	2016年 7月20日			
Roger Multimedia Hub ロジャー マルチメディア ハブ		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	—	—	—	○ <sup>3</sup>	○	約20m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・単独で受信機と接続することが可能 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・オーディオ専用マイクロホン ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア:~Ver.1.7	2016年 7月20日			





## フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能 <sup>1</sup>	DSF <sup>2</sup> 用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2018年																		
Roger Select ロジャー セレクト		ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	約15m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング  Bluetooth (HSP/HFP)	—	・3つの装着スタイル (卓上/セレクト/首かけ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・Bluetooth機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・ファームウェア: ~Ver. 3.0	2018年 8月2日	2024年 12月27日	2029年 12月27日
Roger Repeater ロジャー リピーター		ロジャー	¥85,800 (税込)	教育現場用	—	—	—	○	○	受信機 約20m  送信機 約40m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・使用距離延長機器 ・ロジャー タッチスクリーン マイクまたは ロジャー インスパイロと使用可 ・ファームウェア: ~Ver. 1.6	2018年 8月2日		
2019年																		
Roger Table Mic II ロジャー テーブルマイク II		ロジャー	¥173,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性)	卓上/広域 3m以内 卓上/狭域 1.5m以内	自動	○ 最大10台	—	約15m	16時間	4時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・マイクロホン複数接続で大人会議にも対応可 ・2つの収音範囲(広域/狭域) ・リモコン操作 (集音範囲変更/ミュートオン・オフ) ・リモコンの電池はCR2032 ・落下時マイクミュート機能 ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・ファームウェア: ~Ver. 3.0	2019年 3月12日	2024年 12月27日	2029年 12月27日
2020年																		
Roger Pen iN ロジャー ペン アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (環境適応型指 向性/無指 向性)	首かけ 20cm以内 インタビュー 4m以内  卓上 2m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	ロジャーダイレクト 受信機 約50m  その他のロジャー受 信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/卓上) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・充電スタンドでのTV鑑賞 ・マイクロホン内蔵タイプ (環境適応型指向性/無指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・自動音量調整 ・受信機能内蔵 <sup>4</sup> ・ファームウェア: ~Ver. 2.0	2020年 1月15日	2021年 12月28日	2026年 12月28日
Roger Select iN ロジャー セレクト アイエヌ		ロジャー	オープン 価格	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内 卓上/セレクト 1m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	ロジャーダイレクト 受信機 約50m  その他のロジャー受 信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	・3つの装着スタイル (卓上/セレクト/首かけ) ・加速度センターによるマイクロホンモードの 自動変更(手動切替も可能) ・落下時マイクミュート機能 ・ドッキングステーションでのTV鑑賞 ・使用状態が分かりやすいLEDランプ ・マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性) ・Rogerデジタル高音質 ・簡単なタッチ操作 ・自動音量調整 ・受信機能内蔵 <sup>4</sup> ・ファームウェア: ~Ver. 1.3	2020年 1月15日	2024年 12月27日	2029年 12月27日

フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能 <sup>1</sup>	DSF <sup>2</sup> 用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了	
2022年																			
Roger On ロジャー オン		ロジャー	¥140,800 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	卓上 1.5m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	通常時 約25m	ロジャーダイレクト 8時間  従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>マルチビームテクノロジー 2.0搭載<sup>6,7</sup></li> <li>3つの装着スタイル (卓上/インタビュー/プレゼンター)</li> <li>加速度センサーによるマイクロホンモードの自動変更(手動・アプリによる切替も可能)</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>使用状態が分かりやすい有機ELディスプレイ</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>自動音量調整</li> <li>マイロジャーマイク アプリ対応</li> <li>受信機機能内蔵<sup>4</sup>(ロジャー オン iNのみ)</li> <li>低電圧お知らせ機能</li> <li>ファームウェア: ~Ver. 3.0</li> </ul>	2022年 1月26日	一般販売 2023年 9月29日	一般販売 2028年 9月29日	
Roger On iN ロジャー オン アイエヌ		オープン 価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>範囲拡張機能 使用時<sup>3</sup> 約50m</li> <li>*マイロジャーマイク アプリ必須</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>支援法対応 2024年 12月27日</li> </ul>				支援法対応 2029年 12月27日									
2023年																			
Roger On V2 ロジャー オン ブイツー		ロジャー	¥161,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	卓上 1.5m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	通常時 約25m	ロジャーダイレクト 8時間  従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>マルチビームテクノロジー 2.0搭載<sup>6,7</sup></li> <li>3つの装着スタイル (卓上/インタビュー/プレゼンター)</li> <li>加速度センサーによるマイクロホンモードの自動変更(手動・アプリによる切替も可能)</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>ドッキングステーションでのTV鑑賞</li> <li>使用状態が分かりやすい有機ELディスプレイ</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>自動音量調整</li> <li>マイロジャーマイク アプリ対応</li> <li>ヘッドセットモード</li> <li>受信機機能内蔵<sup>4</sup>(ロジャー オン iN V2のみ)</li> <li>低電圧お知らせ機能</li> <li>ファームウェア: ~Ver. 3.0</li> </ul>	2023年 9月1日	2024年 12月27日	2029年 12月27日	
Roger On iN V2 ロジャー オン アイエヌ ブイツー		オープン 価格	<ul style="list-style-type: none"> <li>範囲拡張機能 使用時<sup>3</sup> 約50m</li> <li>*マイロジャーマイク アプリ必須</li> </ul>																

フォナック集団補聴援助システムの歴史—送信機編—

製品名	写真	シリーズ名	価格*5	用途	マイクロホン	集音距離	指向性切替	MTN機能*1	DSF*2用 マイク	最大使用 可能距離 送受信機間	最大使用 可能時間	充電時間	無線方式	FM チャンネル	特徴	販売開始	販売終了	修理対応 終了
2024年																		
Roger Touchscreen Mic 3 ロジャー タッチスクリーン マイク スリー		ロジャー	¥209,000 (税込)	教育現場用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内  インタビュー 4m以内  小グループ 2m以内	自動 手動	○ 最大35台	○	ロジャーダイレクト 受信機 約120m  その他のロジャー受 信機 約25m	10時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>3つの装着スタイル (首掛/インタビュー/小グループ)</li> <li>加速度センサーによるマイクロホンモードの自動変更(手動切替も可能)</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>ミキシング機能</li> <li>使用状態が分かりやすいLEDランプ</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>簡単なタッチ操作</li> <li>自動音量調整</li> <li>ロジャー アンリミテッド搭載**</li> <li>ミュート時のインジケータライトのカスタマイズ</li> <li>ファームウェア: ~Ver.3.1</li> </ul>	2024年 10月30日		
Roger On 3 ロジャー オン スリー		ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	卓上 1.5m以内  インタビュー 4m以内  プレゼンター 20cm以内	自動 手動	○ 最大10台	—	通常時 約25m  範囲拡張機能 使用時* 約50m  *マイロジャーマイク アプリ必須	ロジャーダイレクト 8時間  従来の受信機 6時間	3時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>マルチビームテクノロジー 2.0搭載**7</li> <li>3つの装着スタイル (卓上/インタビュー/プレゼンター)</li> <li>加速度センサーによるマイクロホンモードの自動変更(手動・アプリによる切替も可能)</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>ドッキングステーションでのTV鑑賞</li> <li>使用状態が分かりやすい有機ELディスプレイ(備防止)</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>自動音量調整</li> <li>マイロジャーマイク アプリ対応</li> <li>ヘッドセットモード</li> <li>ワイドインタビューモード**8</li> <li>スマートミュート機能**8</li> <li>ロジャー アンリミテッド搭載**</li> <li>低電圧お知らせ機能</li> <li>ファームウェア: ~Ver. 3.0</li> </ul>	2024年 10月30日		
Roger Select 3 ロジャー セレクト スリー		ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性/ 指向性)	首かけ 20cm以内  卓上/セレクト 1m以内	自動 手動	○ 最大10台	—	ロジャーダイレクト 受信機 約50m  その他のロジャー受 信機 約25m	8時間	2時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング  Bluetooth (HSP/HFP)	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>3つの装着スタイル (卓上/セレクト/首かけ)</li> <li>加速度センサーによるマイクロホンモードの自動変更(手動切替も可能)</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>Bluetooth機能</li> <li>ドッキングステーションでのTV鑑賞</li> <li>使用状態が分かりやすいLEDランプ</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性/指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>簡単なタッチ操作</li> <li>自動音量調整</li> <li>ロジャー アンリミテッド搭載**</li> <li>ファームウェア: ~Ver. 3.0</li> </ul>	2024年 10月30日		
Roger Table Mic 3 ロジャー テーブルマイク スリー		ロジャー	¥209,000 (税込)	個人用	マイク内蔵 (変向指向性)	卓上/広域 3m以内  卓上/狭域 1.5m以内	自動	○ 最大10台	—	ロジャーダイレクト 受信機 約80m  その他のロジャー受 信機 約40m	16時間	4時間	2.4GHz帯 周波数 ホッピング	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>マイクロホン複数接続で夫人会議にも対応可</li> <li>2つの収音範囲(広域/狭域)</li> <li>リモコン操作 (集音範囲変更/ミュートオン・オフ)</li> <li>リモコンの電池はCR2032</li> <li>落下時マイクミュート機能</li> <li>マイクロホン内蔵タイプ(変向指向性)</li> <li>Rogerデジタル高音質</li> <li>自動音量調整</li> <li>ロジャー アンリミテッド搭載**</li> <li>ファームウェア: ~Ver. 3.0</li> </ul>	2024年 10月30日		

\*1 MTN (マルチ・トーカー・ネットワーク) 機能: 同じ室内で親機・子機で関係を設定した複数台のマイクロホンを使用する機能

\*2 DSF: Dynamic Sound Fieldの略。人の声を聞くための線音源スピーカー(例: デジマスター5000 / 7000)

\*3 親機として使用する場合は、受信機のみネットワークに組むことが可能。子機として使用する場合は、他のマイクロホンのネットワークに組むことが可能(マルチメディアハブはネットワークに2台以上は組めない)

\*4 近距離対応のロジャー送信機のみと互換性のある受信機機能

\*5 表示価格は、発売時価格で2021年3月末以前に販売終了した製品は取扱価格、2021年4月以降も販売の続いた製品は10%の税込価格

\*6 マルチビームテクノロジー 2.0: 話し手の方向が分かる機能

\*7 ロジャー オン / ロジャー オン iN / ロジャー オン V2 / ロジャー オン iN V2 / ロジャー オン 3と接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着した場合のみ利用可能

\*8 ロジャーダイレクト対応補聴器に受信機の機能を無制限にセットアップできる機能

\*9 ファームウェアを3.0以上にアップデートすることで、ロジャー オン / ロジャー オン iN / ロジャー オン V2 / ロジャー オン iN V2でも利用可能